

ソフトウェア	対応OS	DP70	DP71	DP72	DP73	DP74	DP75	DP80	※1			DP26	DP27	DP28	DP20	DP21	DP22	DP23	DP23M	DP30BW	
									DP25	DP25-1-5	DP25-4										
DP-BSW Ver.2.1	Windows 2000 with SP2	○																			
	Windows XP Professional (32bit) with SP1	○																			
DP-BSW Ver.2.2	Windows 2000 with SP2	○																			
	Windows XP Professional (32bit) with SP1	○																			
DP-BSW Ver.3.1	Windows2000 Professional with SP4	○	○																		
	Windows XP Professional (32bit) with SP1a	○	○																		
DP-BSW Ver.3.2	Windows2000 Professional with SP4	○	○																		
	Windows XP Professional (32bit) with SP1a	○	○																		
DP-BSW Ver.3.3	Windows XP Professional (32bit) with SP1a	○	○																		
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit)	○	○																		
DP2-BSW Ver.1.2	Windows 2000 with SP4	○	○												○ ※2						
	Windows XP Professional (32bit) with SP2	○	○												○ ※2						
DP2-BSW Ver.1.3	Windows XP Professional (32bit) with SP2	○	○												○ ※2						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit)	○	○												○ ※2						
DP2-BSW Ver.1.4	Windows XP Professional (32bit) with SP2	○	○												○ ※2						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit)	○	○												○ ※2						
DP2-BSW Ver.2.1	WindowsXP Professional(32bit) with SP2 or SP3	○	○	○											○ ※2						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP1	○	○	○											○ ※2						
DP2-BSW Ver.2.2	WindowsXP Professional(32bit) with SP2 or SP3	○	○	○											○ ※7						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP1	○	○	○											○ ※7						
cellSensVer.1.3	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○											○ ※2						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○											○ ※2						
cellSensVer.1.4/1.41	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○											○ ※2						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○											○ ※2						
cellSensVer.1.5	Windows7 Ultimate/Professional(32bit)	○	○	○											○ ※2						
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit)	○	○	○ ※8											○ ※2						
cellSensVer.1.6	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○											○ ※2						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○											○ ※2						
cellSensVer.1.7	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
cellSensVer.1.7.1	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○											○ ※2						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○											○ ※2						
cellSensVer.1.8	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
cellSensVer.1.8.1	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○											○ ※2						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○											○ ※2						
cellSensVer.1.9	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○											○ ※2						
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○											○ ※2						
cellSensVer.1.11	Windows8 Pro(32bit)	○	○	○ ※4											○ ※2						
	Windows8 Pro(64bit)	○	○	○ ※4											○ ※2						
cellSensVer.1.12	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
cellSensVer.1.13	Windows8.1 Pro(32bit)	○	○	○ ※4											○ ※2						
	Windows8.1 Pro(64bit)	○	○	○ ※4											○ ※2						
cellSensVer.1.14	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
cellSensVer.1.15	Windows8 Pro(32bit)	○	○	○ ※4											○ ※2						
	Windows8 Pro(64bit)	○	○	○ ※4											○ ※2						
cellSensVer.1.16	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○ ※8											○ ※2						
cellSensVer.1.17	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1 ※9	○	○	○ ※8											○ ※2						
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1 ※9	○	○	○ ※8											○ ※2						
cellSensVer.1.18	Windows8 Pro(32bit) ※9	○	○	○ ※4											○ ※2						
	Windows8 Pro(64bit) ※9	○	○	○ ※4											○ ※2						
cellSensVer.2.1	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1 ※9	○	○	○ ※8											○ ※2						
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1 ※9	○	○	○ ※8											○ ※2						
cellSensVer.2.3	Windows8.1 Pro(32bit) ※9	○	○	○ ※4											○ ※2						
	Windows8.1 Pro(64bit) ※9	○	○	○ ※4											○ ※2						
cellSensVer.3.1	Windows10 Pro(32bit) ※9	○	○	○ ※4											○ ※2						
	Windows10 Pro(64bit) ※9	○	○	○ ※4											○ ※2						
cellSensVer.4.1.1	Windows10 Pro(64bit)	○	○	○											○ ※11						
	Windows11 Pro(64bit)	○	○	○											○ ※11						

※1: DP25には3種類ございます。事前にカメラヘッド本体背面のラベルに記載されているモデル名をご確認ください(図参照)。
 ※2: DP20-DRVVer01.01以上が必要
 ※3: DP20-DRVVer01.02以上が必要
 ※4: DP73をVista Ultimate/Business(32bit) with SP2、Windows7 Ultimate/Professional(32bit)、Windows8 Pro(32bit)と組合せて使用する場合は別途メモリ拡張プログラムの適用が必要です。
 ※5: DP25(カメラヘッド本体背面のラベルのモデル名が下図①のもの)をVista Ultimate/Business(32bit) with SP2、Windows7 Ultimate/Professional(32bit)と組合せて使用する場合はDP25のファームウェアのアップグレード(有償)が必要です。
 ※6: DP25(カメラヘッド本体背面のラベルのモデル名が下図②のもの)をWindowsXP Professional(32bit) with SP2と組合せて使用する場合は、カメラドライバーの旧バージョンへの変更が必要です。
 デバイスドライバダウンロードサイト: http://www.olympus.co.jp/jp/support/dl/software/dp25_xsp3/index.cfm?product=dp25
 ※7: DP25-4(カメラヘッド本体背面のラベルのモデル名が下図③のもの)をDP2-BSW Ver.2.2で使用する場合は、カメラドライバーのアップデート(欠陥修正機能)が必要です。
 カメラドライバーダウンロードサイト: <https://www.olympus-lifescience.com/ja/support/downloads/>
 ※8: 2008年11月以降に導入されたモデルには、バッチ処理ができません。
 ※9: cellSens Ver.1.17以降、Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1、Windows8.1 Pro(32bit)、Windows10 Pro(32bit)と組合せてcellSens Dimensionは非対応です。
 ※10: サービスマニュアルの適用が必要です。
 ※11: Type2は非対応です。
 (DP25モデル名確認方法)

